

## 現場 センサー選定フロー

### センサー選定手順

すべての患者の「動作」「認知力」を考慮し、  
ともに該当する場合は離床センサをご使用ください

動作

麻痺・失調などにより動作が不安定

認知

認知力の低下もしくはナースコールを押して  
もらえないため、転倒転落の可能性が高い

離床  
センサ  
使用

歩行時に転倒リスクがある人

⇒ 端座位検知にて使用

立ち上がり時に転倒リスクがある人

移乗介護が必要な人

⇒ 起き上がり検知にて使用