

離床センサー設定チェックシート

日中設定

起きあがり0秒 起きあがり1秒 起きあがり3秒 端座位 離床
マットセンサー クリップセンサー 子機アタッチメント

夜間設定

起きあがり0秒 起きあがり1秒 起きあがり3秒 端座位 離床
マットセンサー クリップセンサー 子機アタッチメント

日付	日勤開始時	設定変更時	設定変更時	夜勤開始時	消灯時	夜間巡回時	夜間巡回時	起床時	設定変更時
①電源が入っている									
②設定モードが上記と同じ									
③通知ONになっている									
④センサーが作動する									

※日勤開始時に日中設定、夜間設定の中から選んで○をつける

※設定変更しない場合には、設定変更時はスキップ

※夜勤開始時には夜間設定と設定モードがあつてあるかチェック

※夜間巡回時は、通知ONのみを確認する

(注)掲載にあたり一部改変